



Produit	6498.9025
Description du produit	Sodium hydroxyde 46% en solution aqueuse
Grade / qualité	VOLUSOL
Numéro CAS	1310-73-2
Formule moléculaire	NaOH
Masse moléculaire	40.00

Information additionnelle

Analyses	Spécifications
Titre	44.0 - 48.0 %
Aspect	Liquide limpide incolore
Identification A	Conforme Ph.Eur.
Identification B	Conforme Ph.Eur.
CO ₃ (en Na ₂ CO ₃)	≤ 1 %
Métaux lourds (en Pb)	≤ 10 ppm
Cl (Chlorure)	≤ 100 ppm
SO ₄ (Sulfate)	≤ 100 ppm
Fe (Fer)	≤ 5 ppm
Matières prem. analysées selon Ph.Eur.	Conforme

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001
Leuven; Belgium

Information additionnelle

Non utilisable comme Principe Actif Pharmaceutique (API)

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.