



Produit	20422.460
Description du produit	Acide nitrique 68%
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR
Numéro CAS	7697-37-2
Formule moléculaire	HNO <sub>3</sub>
Masse moléculaire	63.01

## Analyses Spécifications

Titre	68.0 - 70.0 %
Densité (20/4)	1.404 - 1.413
Résidu de calcination (SO <sub>4</sub> )	≤ 10 ppm
Cl (Chlorure)	≤ 0.5 ppm
PO <sub>4</sub> (Phosphate)	≤ 2 ppm
SO <sub>4</sub> (Sulfate)	≤ 2 ppm
As (Arsenic)	≤ 0.01 ppm
Fe (Fer)	≤ 1 ppm
Mn (Manganèse)	≤ 0.4 ppm
Pb (Plomb)	≤ 0.05 ppm

## Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare  
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250  
Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.