



Produit	1036940
Description du produit	Sodium azoture
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR
Numéro CAS	26628-22-8
Formule moléculaire	NaN ₃
Masse moléculaire	65.01

Analyses

Spécifications

Titre	≥ 99.0 %
Aspect	Poudre cristall. blanche
Identification	Conforme
Alcalinité libre	≤ 0.05 meq/g
Insolubilité dans l'eau	≤ 0.015 %
Cl (Chlorure)	≤ 10 ppm
SO ₄ (Sulfate)	≤ 50 ppm
Cr (Chrome)	≤ 20 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 5 ppm
Fe (Fer)	≤ 10 ppm
Pb (Plomb)	≤ 10 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001
Leuven; Belgium

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.