



Produit	20370.460
Description du produit	Acide lactique 90% en solution aqueuse
Grade / qualité	Ph.Eur.
Numéro CAS	50-21-5
Formule moléculaire	C ₃ H ₆ O ₃

Information additionnelle

Analyses	Spécifications
Titre	88.0 - 92.0 %
Aspect	Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification A	Conforme
Identification C	Conforme
Aspect essai	Conforme
Substances insolubles dans l'éther	Conforme
Sucres et autres substances réductrices	Conforme
Acide citrique, oxalique et phosphorique	Conforme
Densité relative	1.20 - 1.21
SO ₄ (Sulfate)	≤ 200 ppm
Ca (Calcium)	≤ 200 ppm
Métaux lourds (en Pb)	≤ 10 ppm
Cendres sulfuriques	≤ 0.1 %
Solvants résiduels	Conforme
As (Arsenic)	≤ 2 ppm
Cd (Cadmium)	≤ 2 ppm
Co (Cobalt)	≤ 2 ppm
Hg (Mercure)	≤ 2 ppm
Ni (Nickel)	≤ 2 ppm
Pb (Plomb)	≤ 2 ppm
V (Vanadium)	≤ 2 ppm
Conforme à Ph.Eur.	Conforme



Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001
Leuven; Belgium

Information additionnelle

Aspect: Liquide sirupeux incolore ou légèrement jaune.

Non utilisable comme Principe Actif Pharmaceutique (API)